



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

## REFERENČNI MATERIAL SUROVO MLEKO

MAJ 2023

serijska številka: 2010-0523

Vzorci: Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)

Uporabno najmanj do: 19.5.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	10,7	± 1,2
Urea 2	13,5	± 0,3
Urea 3	20,9	± 1,2
Urea 4	28,3	± 0,6
Urea 5	24,2	± 0,4
Urea 6	34,4	± 0,6
Urea 7	51,8	± 0,3

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 2 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja  $k = 2$ , ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 10.5.2023



[www.bf.uni-lj.si/sl/iml-pro](http://www.bf.uni-lj.si/sl/iml-pro)

Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg