



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL  
SUROVO MLEKO**

**JANUAR 2026**

serijska številka: **6107-0126**

Vzorci: **Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**


Uporabno najmanj do: **16.1.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

<b>Oznaka vzorca</b>	<b>Sečnina (mg/100ml)</b>	<b>Sd (mg/100ml)</b>
Urea 1	7,0	± 0,2
Urea 2	14,3	± 0,5
Urea 3	19,2	± 0,4
Urea 4	23,5	± 1,4
Urea 5	27,7	± 0,8
Urea 6	36,8	± 0,0
Urea 7	46,6	± 0,6
Urea 8	57,7	± 1,1

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 4,4 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja  $k = 2$ , ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 8.1.2026



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg